

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd223/Lag-3 Pour Fc - Q61790

Numéro d'article: CM0012353



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-LAG-3 souris conjugué à l'pour cytométrie en flux. Cible le CD223 de souris, un récepteur de point de contrôle immunitaire sur les cellules T. Convient pour la recherche en immuno-oncologie et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Souris CD223/LAG-3 mAb
Remarques/Alias	Ly66; CD223; LAG-3
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	3902
GenelD	16768
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-442 du CD223/LAG-3 de souris (NP_032505.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q61790
Poids Protéique	57 kDa
Expédition	Sac de glace