

## Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd23 Pour Fc - P20693

Numéro d'article: CM0005061

### Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-Souris CD23 validé pour la cytométrie en flux (FC). Reconnaît le CD23 de souris, récepteur de faible affinité pour l'IgE, crucial pour la régulation de l'IgE et la différenciation des cellules B. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | Lapin anti-Souris CD23 mAb                                                                                                     |
| Remarques/Alias    | CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42                                                                                                       |
| Espèce             | Souris                                                                                                                         |
| GeneID (Humain)    | 2208                                                                                                                           |
| GeneID             | 14128                                                                                                                          |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-331 du CD23 de souris (NP_038545.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                                                                                                          |
| Application        | FC                                                                                                                             |
| Réactivité Croisée | Souris                                                                                                                         |
| SWISS              | P20693                                                                                                                         |
| Poids Protéique    | 37kDa                                                                                                                          |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                   |