

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd24 () Pour If/Icc, If-P, Fc - P24807

Numéro d'article: CM0004092

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD24 conjugué à l', validé pour l'IF/ICC, l'IF-P et la cytométrie en flux. Convient aux études sur la différenciation des cellules immunitaires murines, le développement des thymocytes et l'activation des lymphocytes B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD24
Remarques/Alias	HSA ; Cd24 ; Ly-52 ; nectadrine
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	100133941
ID de gène	12484
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-53 de la CD24 de souris (NP_033976.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, IF-P, FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P24807
Poids de la protéine	8 kDa
Expédition	Sac de glace