

Anticorps Polyclonal Anti-Cd24 De Souris Pour Wb, Fc, Elisa - P24807

Numéro d'article: CM0023025

Introduction

Le pAb de lapin anti-CD24 de souris est un anticorps polyclonal produit chez le lapin contre la protéine CD24 recombinante de souris. Validé pour la WB, la FC et l'ELISA sur des échantillons de souris. Convient à la recherche sur CD24 en immunologie, dans les études de différenciation cellulaire et d'auto-immunité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CD24 de souris
Espèce	Souris
GeneID (humain)	100133941
GeneID	12484
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-53 de CD24 de souris NP_033976.1
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P24807
Poids de la protéine	8 kDa
Expédition	Sac de glace