

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd25, Conjugué , Pour Cytométrie En Flux - P01590

Numéro d'article: CM0004537

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD25 de souris, adapté à l'analyse par cytométrie en flux des lymphocytes T régulateurs. Convient aux études sur la tolérance immunitaire et l'autoimmunité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-souris CD25
Remarques / Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	3559
GenelD	16184
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-236 du CD25 de souris (NP_032393.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01590
Poids de la protéine	30KDa
Expédition	Sac de glace