

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd252 (Ligand Ox40) Pour If/Icc, Fc - P43488

Numéro d'article: CM0005720

Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant le CD252 de souris (Ligand OX40) pour IF/ICC et cytométrie en flux. Idéal pour la recherche sur la co-stimulation des cellules T. Détecte une protéine de 22kDa. UniProt P43488.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Souris CD252 (Ligand OX40) mAb
Remarques/Alias	Ath1; gp34; Ath-1; Ox40; TXGP1; CD134L; OX-40L; Tnlg2b; Txgp1l
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	7292
GeneID	22164
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 51-198 du CD252 de souris (Ligand OX40) (NP_033478.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P43488
Poids de la Protéine	22kDa
Expédition	Sac de glace