

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd270/Hvem Pour Cytométrie En Flux - Q80Wm9

Numéro d'article: CM0011009



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-souris CD270/HVEM conjugué à I', validé pour la cytométrie en flux. Convient aux études sur la régulation immunitaire, la signalisation des cellules T et la défense de l'hôte. SWISS : Q80WM9.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Lapin anti-souris CD270/HVEM mAb
Remarques/Alias	TR2 ; Atar ; HveA ; Hvem ; Tnfrs14
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	8764
GenelD	230979
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 39-207 du CD270/HVEM de souris (NP_849262.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q80WM9
Poids moléculaire	30kDa
Expédition	Sac de glace