

Anticorps Monoclonal Anti-Cd272/Btla De Souris () Pour Cytométrie En Flux - Q7Tsa3

Numéro d'article: CM0010875



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le CD272/BTLA de souris, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche en immunologie et en oncologie, il détecte le BTLA sur les lymphocytes et d'autres cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-CD272/BTLA de souris, lapin,
Remarques/Alias	A630002H24
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	151888
ID du gène	208154
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-176 du CD272/BTLA de souris (NP_001032808.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q7TSA3
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Poche de glace