


Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd274/Pd-L1 () Pour Cytométrie En Flux - Q9Ep73

Numéro d'article: CM0010283



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD274/PD-L1 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Détecte la protéine de point de contrôle immunitaire PD-L1, cruciale pour l'étude de la régulation des lymphocytes T et des mécanismes d'échappement immunitaire des tumeurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris CD274/PD-L1 mAb
Remarques/Alias	B7h1; Pdl1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik
Espèce	Souris
GeneID (humain)	29126
GeneID	60533
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-235 du CD274/PD-L1 de souris (NP_068693.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9EP73
Poids moléculaire	32kDa
Expédition	Sac de glace