

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd28 () Pour Cytométrie En Flux - P31041

Numéro d'article: CM0012064



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-souris CD28 conjugué à I', validé pour la cytométrie en flux. Cible le récepteur de co-stimulation des lymphocytes T CD28 (Swiss-Prot P31041) pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Nom du Produit	Lapin anti-Souris CD28 mAb
Remarques/Alias	Cd28
Espèce	Souris
ID de Gène (Humain)	940
ID de Gène (Souris)	12487
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-149 du CD28 de souris (NP_031668.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P31041
Poids Moléculaire	25kDa
Expédition	Sac de glace