

Anticorps Monoclonal Anti-Cd3 De Souris Produit Chez Le Rat Pour La Cytométrie En Flux - P04235 / P22646

Numéro d'article: CM0010092

Introduction

Anticorps monoclonal anti-CD3 de souris produit chez le rat, validé pour la cytométrie en flux, reconnaissant les chaînes delta et epsilon de CD3 (P04235/P22646). Idéal pour l'immunophénotypage des lymphocytes T et la recherche sur l'immunité adaptative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-CD3 de souris produit chez le rat
Remarques/alias	T3d ; CD3 ; T3e ; CD3epsilon
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	916/915
ID du gène	12500/12501
Immunogène	Peptide synthétisé dérivé de CD3 de souris
Source	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P04235/P22646
Poids moléculaire de la protéine	19 kDa/21 kDa
Expédition	Poche de glace