

Anticorps Monoclonaux Anti-Cd3 De Souris Pour Cytométrie En Flux - P04235 / P22646

Numéro d'article: CM0010174

Introduction

Anticorps monoclonal de rat anti-souris CD3 validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît à la fois les chaînes CD3δ (19 kDa) et CD3ε (21 kDa) du complexe TCR-CD3. Idéal pour la recherche sur les cellules T dans des échantillons de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Rat anti-Mouse CD3 mAb
Remarques/Alias	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
Espèce	Souris
GenID	12500/12501
Immunogène	Peptide synthétique; Un peptide synthétisé dérivé du CD3 de souris.
Source	Rat
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
FC	
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P04235/P22646
Poids Protéique	19 kDa/21 kDa
Expédition	Sac de glace