


Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd317/Bst2 Pour La Cytométrie En Flux - Q8R2Q8

Numéro d'article: CM0008782



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD317/BST2 conjugué à conçu pour les applications de cytométrie en flux. Spécifique du CD317 de souris (antigène stromal de la moelle osseuse 2), un facteur de restriction antiviral clé exprimé sur les cellules productrices d'interféron de type I.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris CD317/BST2
Remarques/Alias	GREG ; Bst-2 ; CD317 ; DAMP-1 ; 2310015I10Rik
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	684
Identifiant du gène	69550
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 55-152 du CD317/BST2 de souris (NP_932763.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q8R2Q8
Poids moléculaire de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace