


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd317/Bst2 De Souris Pour Wb Et Elisa - Q8R2Q8

Numéro d'article: CM0005009



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant le CD317/BST2 de souris (antigène 2 du stroma de la moelle osseuse) pour Western blot et ELISA. Convient pour les études sur l'antiviral et l'immunité innée dans les modèles murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD317/BST2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	GREG ; Bst-2 ; CD317 ; DAMP-1 ; 2310015I10Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	684
GeneID	69550
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 55-152 du CD317/BST2 de souris (NP_932763.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q8R2Q8
Poids moléculaire de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace