

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd32 Pour Ihc-P, Fc, Elisa - P08101

Numéro d'article: CM0012222

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-souris CD32 de haute spécificité validé pour IHC-P, FC, ELISA. Convient à l'étude des fonctions du récepteur Fc gamma IIB dans la biologie des complexes immuns et la modulation des cellules B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD32 Lapin mAb
Remarques/Alias	CD32; Fcgr2; Fcr-2; Fcr-3; Ly-17; LyM-1; Lym-1; fcRII; FcgRII; Fcgr2a; Ly-m20; Fc[g]RII; F630109E10Rik
Espèce	Souris
GenelD (humain)	2213
GenelD	14130
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-207 de la CD32 de souris (NP_034317.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IHC-P, FC, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P08101
Poids Protéique	31kDa/33kDa/36kDa
Expédition	Sac de glace