

Anticorps Monoclonal Anti-Cd34 De Souris Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - Q64314

Numéro d'article: CM0010426

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué dirigé contre la CD34 de souris, une protéine membranaire de 41 kDa. Validé pour la cytométrie en flux (FC), il détecte les cellules progénitrices hématopoïétiques. Idéal pour la recherche sur l'hématopoïèse et les cellules souches.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD34 de souris
Remarques/Alias	CD34; molécule CD34; GIG3; MORT1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	947
GeneID	12490
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q64314
Poids moléculaire de la protéine	41 kDa
Expédition	Glacière