

Anticorps Monoclonal Anti-Cd34 De Souris Pour Cytométrie En Flux - Q64314

Numéro d'article: CM0010236

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD34 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour les études sur les cellules souches hématopoïétiques. Réaction croisée avec la souris. PM : 41 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rabbit anti-Mouse CD34 mAb
Remarques / Alias	CD34 ; molécule CD34 ; GIG3 ; MORT1
Espèce	Souris
GenelD (humain)	947
GenelD	12490
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-287 du CD34 de souris (NP_598415.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q64314
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sachet de glace