

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd38 Pour Cytométrie En Flux - P56528

Numéro d'article: CM0012440



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la souris CD38, validé pour la cytométrie en flux. Cible la protéine ADP-ribosyl cyclase/cyclic ADP-ribose hydrolase 1, une glycoprotéine transmembranaire impliquée dans la signalisation calcique et l'activation des lymphocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD38
Remarques/Alias	I-19 ; ADPRC 1 ; Cd38-rs1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	952
GeneID	12494
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 45-304 de la souris CD38 (NP_031672.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P56528
Poids moléculaire de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace