

## Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd4 (Apc/Cyanine7) Pour Cytométrie En Flux - P06332

Numéro d'article: CM0009361

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la souris CD4, conjugué à l'APC/Cyanine7, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour étudier le développement des lymphocytes T auxiliaires, la réponse immunitaire et les fonctions du corécepteur de classe II du CMH.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                 |
|--------------------|----------------------------------------|
| Nom du produit     | AcM Lapin anti-souris CD4 APC/Cyanine7 |
| Remarques/Alias    | L3T4 ; Ly-4                            |
| Espèce             | Souris                                 |
| GeneID (humain)    | 920                                    |
| GeneID             | 12504                                  |
| Immunogène         | Protéine recombinante                  |
| Source             | Lapin                                  |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                  |
| Application        | CF                                     |
| Réactivité croisée | Souris                                 |
| SWISS              | P06332                                 |
| Poids protéique    | 51 kDa                                 |
| Expédition         | Glacière                               |