

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd4 Pour Cytométrie En Flux - P06332

Numéro d'article: CM0004845

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD4 haute performance, validé pour la cytométrie en flux. Cible la glycoprotéine CD4, essentielle pour la recherche sur la fonction des cellules T auxiliaires et la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb Rabbit anti-souris CD4
Remarques / Alias	L3T4 ; Ly-4
Espèce	Souris
Identifiant du gène (humain)	920
Identifiant du gène	12504
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-394 de la CD4 de souris (NP_038516.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06332
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace