

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd4 Pour Cytométrie En Flux - P06332

Numéro d'article: CM0010661

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre le CD4 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît le CD4 de souris (L3T4, Ly-4), un marqueur des cellules T auxiliaires essentiel à la fonction de corécepteur du CMH de classe II. Convient au profilage des cellules immunitaires dans des échantillons de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris CD4 mAb
Remarques/Alias	L3T4; Ly-4
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	920
GeneID	12504
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-394 du CD4 de souris (NP_038516.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06332
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace