

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd4 (Pe/Cyanine5) Pour Fc - P06332

Numéro d'article: CM0009903

Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-Souris CD4 conjugué PE/Cyanine5 pour cytométrie en flux (FC). Reconnaît le CD4 de souris (L3T4, Ly-4), un corécepteur des cellules T pour le CMH de classe II. Validé sur des échantillons de souris, poids de la protéine 51kDa. Convient aux études sur la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAb Lapin anti-Souris CD4 PE/Cyanine5
Remarques/Alias	L3T4; Ly-4
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	920
GeneID	12504
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-394 du CD4 de souris (NP_038516.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P06332
Poids de la Protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace