

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd44 Pour If/Icc Et Fc - P15379

Numéro d'article: CM0005817



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD44 conjugué à I', validé pour l'immunofluorescence (IF/ICC) et la cytométrie en flux (FC). Détecte le CD44 de souris, un récepteur de l'hyaluronate et une molécule d'adhésion impliquée dans le trafic des cellules immunitaires. Aucune réactivité croisée avec d'autres espèces n'a été rapportée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM lapin anti-souris CD44
Remarques / Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	960
GenelD	12505
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-176 de CD44 de souris (NP_033981.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P15379
Poids de la protéine	85kDa
Expédition	Sac de glace