

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd45 () Pour La Cytométrie En Flux - P06800

Numéro d'article: CM0011631

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD45 (clone) validé pour la cytométrie en flux (FC). Détecte l'antigène commun des leucocytes (L-CA, B220) dans des échantillons de souris. Idéal pour l'immunophénotypage et la recherche sur les cellules T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-souris CD45
Remarques/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	5788
Identifiant du gène	19264
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-566 du CD45 de souris (NP_001104786.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06800
Poids moléculaire de la protéine	130kDa / 140kDa / 144kDa
Expédition	Sac de glace