

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd45 () Pour If/Icc, Fc - P06800

Numéro d'article: CM0005977

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD45 de souris, validé pour l'immunofluorescence (IF/ICC) et la cytométrie en flux (FC). Reconnaît l'antigène commun des leucocytes (L-CA) pour la recherche sur les cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Souris CD45 mAb
Remarques/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	5788
GeneID	19264
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-566 du CD45 de souris (NP_001104786.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P06800
Poids Protéique	130KDa/140KDa/144KDa
Expédition	Sac de glace