

Anticorps Monoclonal Anti-Cd45R/B220 De Souris (Biotine) Pour Cytométrie En Flux - P06800 / P08575

Numéro d'article: CM0010933

Introduction

Anticorps monoclonal de rat conjugué à la biotine dirigé contre CD45R/B220 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Spécifique de la souris, recommandé pour l'immunophénotypage et la recherche sur la signalisation des lymphocytes T. PM ~130-144 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de rat anti-CD45R/B220 de souris conjugué à la biotine
Remarques/alias	loc ; B220 ; Cd45 ; L-CA ; Ly-5 ; T200 ; CD45R ; Lyt-4
Espèce	Souris
GeneID (humain)	5788
GeneID	19264/5788
Immunogène	Protéine recombinante de CD45R/B220 de souris
Source	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06800/P08575
Poids moléculaire de la protéine	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Expédition	Sac réfrigérant