

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd5 (Apc) Pour Cytométrie En Flux - P13379

Numéro d'article: CM0011488

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC contre la souris CD5 (Ly-1/Lyt-1) pour la cytométrie en flux. Convient pour l'analyse des cellules T et B1a, la signalisation TCR/BCR, et la recherche sur la tolérance immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC Lapin anti-souris CD5
Remarques/Alias	Ly-1 ; Ly-A ; Ly-12 ; Lyt-1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	921
GeneID (Souris)	12507
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-371 de la souris CD5 (NP_031676.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P13379
Poids moléculaire de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace