

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd50/Icam-3 (Icam-5, Télencéphaline) () Pour Fc - Q60625

Numéro d'article: CM0010435

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD50/ICAM-3 de souris (ICAM-5, télencéphaline) pour cytométrie en flux. Cible une molécule d'adhésion neuronale exprimée dans le cerveau ; convient pour la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris CD50/ICAM-3 mAb
Remarques/Alias	TLN; CD50; Tlcn; Icam3; ICAM-3; ICAM-5
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	7087
GeneID (Souris)	15898
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-227 du CD50/ICAM-3 de souris (NP_032345.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q60625
Poids moléculaire	97kDa
Expédition	Sac de glace