

Anticorps Monoclonal Anti-Cd59A De Souris () Pour Cytométrie En Flux - O55186

Numéro d'article: CM0009487

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la CD59a de souris, conjugué à l'. Validé pour la cytométrie en flux. La CD59a inhibe la formation du complexe d'attaque membranaire du complément, protégeant les cellules contre la lyse. Réactivité croisée avec la souris. Masse protéique ~14 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-CD59a de souris , lapin
Remarques / Alias	Cd59; MACIF; MAC-IP
Espèce	Souris
ID du gène	12509 (souris)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-96 de la CD59a de souris (NP_031678.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O55186
Masse protéique	14 kDa
Expédition	Sac de glace