

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd6 () Pour Cytométrie En Flux - Q61003

Numéro d'article: CM0010792

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le CD6 de souris, conjugué à l' pour la cytométrie en flux. Reconnaît l'antigène de différenciation des cellules T impliqué dans la synapse immunitaire et la reconnaissance de motifs bactériens. Convient pour les études immunologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Souris CD6 mAb
Remarques/Alias	Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Glires; Rodentia; Myomorpha; Muroidea; Muridae; Murinae; Mus; Mus
Espèce	Souris
GeneID (humain)	923
GeneID	12511
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-155 du CD6 de souris (NP_033982.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q61003
Poids Protéique	64kDa/68kDa/72kDa
Expédition	Sac de glace