

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd69 () Pour Cytométrie En Flux - P37217

Numéro d'article: CM0010719

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l', spécifique du CD69 de souris, un antigène d'activation précoce présent sur les cellules T, B et NK. Validé pour la cytométrie en flux (FC), idéal pour la recherche en immunologie et en inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Souris CD69 mAb
Remarques/Alias	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	969
GeneID	12515
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 64-199 du CD69 de souris (NP_001028294.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P37217
Poids Protéique	22kDa
Expédition	Sac de glace