

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd79B () Pour La Cytométrie En Flux - P15530

Numéro d'article: CM0010858



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD79b de souris (Ig-bêta) pour la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche sur les cellules B, les études de signalisation du BCR et l'immunophénotypage. Spécifique du domaine extracellulaire du CD79b de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris CD79b conjugué
Remarques/Alias	B29 ; IgB ; Igbeta ; Ig-bêta
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	974
GeneID	15985
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-158 du CD79b de souris (NP_032365.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P15530
Poids moléculaire de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace