

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd79B Pour Cytométrie En Flux - P15530

Numéro d'article: CM0008537



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-souris CD79b conjugué à l'pour cytométrie en flux. Cible la chaîne bêta du complexe du récepteur des cellules B (Ig-bêta, B29), validé sur des modèles souris. Idéal pour la recherche IVD et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris CD79b mAb
Remarques/Alias	B29; Igb; Igbeta; Ig-bêta
Espèce	Souris
GeneID (humain)	974
GeneID	15985
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-158 de la CD79b de souris (NP_032365.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P15530
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace