

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd80 () Pour Fc - Q00609

Numéro d'article: CM0008093



Introduction

Anticorps monoclonal anti-souris CD80 conjugué à l'pour cytométrie en flux. Cible la molécule costimulatrice B7-1 impliquée dans l'activation des lymphocytes T et la régulation immunitaire. Adapté à la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-souris CD80
Remarques / Alias	B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	941
Identifiant du gène	12519
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 38-245 de la protéine CD80 de souris.
Origine	Hamster d'Arménie
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q00609
Poids de la protéine	34kDa
Expédition	Sachet de glace