

Anticorps Monoclonal Anti-Cd82 De Souris Pour Cytométrie En Flux - P40237

Numéro d'article: CM0004353

Introduction

Anticorps monoclonal anti-CD82 de souris conjugué à l'chez le lapin, validé pour la cytométrie en flux. Cible le CD82 de souris (Kai1, C33) avec une haute spécificité ; adapté à la recherche en cancérologie et immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-CD82 de souris chez le lapin
Remarques/Alias	C33, IA4, Kai1, Tspan27
Espèce	Souris
GenelD (humain)	3732
GenelD	12521
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-266 du CD82 de souris (NP_001258390.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P40237
Poids de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace