

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd84 () Pour Cytométrie En Flux - Q18Pi6

Numéro d'article: CM0005432

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD84 de souris (SLAMF5, CDw84). Conçu pour les applications de cytométrie en flux. Reconnaît le CD84 de souris avec un poids moléculaire prédit d'environ 37 kDa. SWISS : Q18PI6.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD84
Remarques/Alias	CDw84, SLAMF5, A130013D22Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	8832
GeneID (Souris)	12523
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 22-221 du CD84 de souris (NP_038517.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q18PI6
Poids protéique	37 kDa
Expédition	Sac de glace