

Anticorps Monoclonaux Anti-Souris Cd8A (Apc) Pour Cytométrie En Flux - P01731

Numéro d'article: CM0004917



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD8a de souris, conjugué directement à l'APC. Optimisé pour la cytométrie en flux (FC) afin d'étudier la fonction du corécepteur des cellules T, l'activité des CTL et la recherche sur les points de contrôle immunitaires. Convient aux modèles d'immunologie murine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	APC Lapin anti-Souris CD8a mAb
Remarques/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	925
GeneID	12525
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-196 du CD8a de souris (NP_001074579.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P01731
Poids Protéique	27kDa
Expédition	Sac de glace