


Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd8A Pour Fc - P01731

Numéro d'article: CM0004776



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD8a de souris (Lyt-2) pour la cytométrie en flux. Convient pour la détection des lymphocytes T cytotoxiques et des cellules NK dans des échantillons de souris dans le cadre de la recherche en immunologie et immuno-oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD8a
Remarques/Alias	Ly-2 ; Ly-B ; Ly-35 ; Lyt-2
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	925
GeneID	12525
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-196 du CD8a de souris (NP_001074579.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01731
Poids moléculaire de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace