


Anticorps Monoclonal Anti-Cd8A De Souris Pour Fc - P01731

Numéro d'article: CM0005302



Introduction

Anticorps monoclonal anti-CD8a de souris issu de lapin pour cytométrie en flux. Reconnaît le domaine extracellulaire (aa 28-196) de la protéine CD8a de souris. Adapté pour le profilage des cellules immunitaires et la recherche sur les lymphocytes T. Masse molaire calculée : 27 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-CD8a de souris (lapin)
Remarques / Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	925
GeneID	12525
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-196 de la CD8a de souris (NP_001074579.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01731
Masse de la protéine	27kDa
Expédition	Sac de glace