


Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd8A () Pour Cytométrie En Flux - P01731

Numéro d'article: CM0008199



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD8a de souris, conjugué à l'. Spécifique de la souris. Utilisation en cytométrie en flux (FC). Le CD8a est un corécepteur des cellules T interagissant avec le CMH de classe I ; essentiel pour la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Souris CD8a mAb
Remarques/Alias	Ly-2 ; Ly-B ; Ly-35 ; Lyt-2
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	925
GeneID	12525
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-196 du CD8a de souris (NP_001074579.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P01731
Poids Protéique	27KDa
Expédition	Sac de glace