

Anticorps Monoclonal Anti-Cd94 De Souris () Pour Cytométrie En Flux - O54707

Numéro d'article: CM0005109

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD94 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Outil essentiel pour l'étude de la fonction des récepteurs des cellules NK, de la tolérance immunitaire propre et des interactions du microenvironnement tumoral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rabbit anti-Mouse CD94 mAb
Remarques / Alias	CD94
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3824
GeneID	16643
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 59-179 du CD94 de souris (NP_034784.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O54707
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sachet de glace