


Anticorps Monoclonal Anti-Cd95/Fas De Souris Pour Cytométrie En Flux - P25446

Numéro d'article: CM0006057



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD95/FAS de souris conjugué à l', optimisé pour la cytométrie en flux. Idéal pour étudier l'apoptose médiée par le récepteur FAS et l'homéostasie des cellules immunitaires dans des modèles murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD95/FAS de souris
Remarques/alias	lpr ; APO1 ; APT1 ; CD95 ; TNFR6 ; Tnfrsf6
Espèce	Souris
GeneID (humain)	355
GeneID	14102
Immunogène	Protéine recombinante CD95/FAS de souris
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P25446
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Poche de glace