

Anticorps Monoclonal Abflo 647 Anti-Souris Cd98 (Slc3A2) Pour La Cytométrie En Flux - P10852

Numéro d'article: CM0005288



Introduction

Anticorps monoclonal conjugué à l'ABflo 647 ciblant la chaîne lourde de la CD98 (SLC3A2) de souris. Validé pour la cytométrie en flux, permettant le marquage de la surface cellulaire et les études sur les transporteurs d'acides aminés. Réactivité croisée avec les échantillons de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris CD98 mAb
Remarques/Alias	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	6520
GeneID	17254
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 105-526 de la CD98 de souris (NP_032603.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P10852
Poids de la protéine	58kDa
Expédition	Sac de glace