

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cx3Cr1 Pour La Cytométrie En Flux - Q9Z0D9

Numéro d'article: CM0012240

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CX3CR1 validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît le récepteur de chimiokine CX3C 1 de souris (récepteur de la fractalkine). Convient pour la recherche en immunologie et sur l'inflammation. SWISS : Q9Z0D9.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CX3CR1 (conjugué 488)
Remarques/Alias	mCX3CR1
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	1524
Identifiant du gène (Souris)	13051
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 du CX3CR1 de souris (NP_034117.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9Z0D9
Poids moléculaire de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace