

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cxcr2/Il-8Rb () Pour Cytométrie En Flux - P35343

Numéro d'article: CM0008746

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CXCR2/IL-8RB conjugué à l', validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour étudier le chimiotactisme des neutrophiles, l'inflammation et la cicatrisation dans les modèles murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris CXCR2/IL-8RB
Remarques/Alias	CD128 ; IL8RA ; Il8rb ; CDw128 ; Cmkar2 ; Gpcr16 ; IL-8Rh ; IL-8rb ; mIL-8RH
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	3579
Identifiant du gène	12765
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-44 du CXCR2/IL-8RB de souris (NP_034039.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P35343
Poids moléculaire de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace