

Anticorps Monoclonal Anti-Souris F4/80 (Biotine) Pour Cytométrie En Flux - Q61549

Numéro d'article: CM0012772

Introduction

Anticorps monoclonal anti-souris F4/80 conjugué à la biotine, validé pour la cytométrie en flux. Spécifique du F4/80 de souris (Adgre1), un marqueur de macrophage de 102 kDa, idéal pour le profilage des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Biotine Ratte anti-Souris F4/80 mAb
Remarques/Alias	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Espèce	Souris
ID de Gène (Souris)	13733
ID de Gène (Humain)	2015
Immunogène	Protéine recombinante de F4/80 de souris.
Source	Rat
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q61549
Poids Protéique	102 kDa
Expédition	Sac de glace