

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gsdma De Souris - Gsdma

Numéro d'article: CM0015854

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Gsdma (Gasdermine A) de souris, obtenu contre une protéine recombinante (aa 248-347). Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec le rat. Pour la recherche sur la mort cellulaire et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Gsdma Rabbit pAb
Remarques / Alias	Gsdm, Gsdm1, H312E, Gsdma1, Gsdma
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	284110
Identifiant du gène (Souris)	57911
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 248-347 de la Gsdma de souris (NP_067322.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
Poids moléculaire de la protéine	49 kDa
Expédition	Sachet de glace