


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mouse H2-Aa Pour Wb Et Elisa - P14434

Numéro d'article: CM0023282



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la chaîne alpha de classe II du CMH de souris (H2-Aa), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain. Utile pour la recherche immunologique sur la présentation des antigènes et l'immunité adaptative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	H2-Aa Lapin pAb
Remarques/Alias	Ia1, H2Aa, Ia-1, H-2Aa, Aalpha, IAalpha, I-Aalpha, H2-Aa
Espèce	Souris
GeneID	14960 (souris)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-208 de la souris H2-Aa (NP_034508.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P14434
Poids Protéique	28kDa
Expédition	Sac de glace