

Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Mouse H2-Ab1 Pour Wb - P06345

Numéro d'article: CM0006308

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la souris H2-Ab1, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Idéal pour la recherche en immunologie et les études sur le CMH de classe II. 30kDa, réagit de manière croisée avec la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	H2-Ab1 mAb Lapin
Remarques/Alias	IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; H2-Ab1
Espèce	Souris
GeneID (humain)	474382
GeneID	14961
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-219 de la souris H2-Ab1 (NP_996988.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P06345
Poids Protéique	30kDa
Expédition	Sac de glace