

Anticorps Monoclonal Anti-Igm De Souris Pour Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - P01872

Numéro d'article: CM0009351



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant ciblant la chaîne lourde constante mu de l'immunoglobuline de souris (P01872) pour le Western blot, l'IHC sur paraffine, la cytométrie en flux et l'ELISA. Validé sur des échantillons de souris, reconnaît les IgM naturelles et immunes. Convient à la recherche sur l'immunité humorale et les lymphocytes B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-IgM de souris
Remarques/Alias	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Espèce	Souris
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 105-454 de l'Ighm de souris (P01872).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, FC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01872
Poids de la protéine	50kDa/53kD
Expédition	Sac de glace